

# MC-580

## 8电极智能测量体脂秤

重量仅为7.3kg的轻便型体脂秤MC-580提供了不同部位的体型数据测量。可在微信移动端查看测量结果，更配备数据管理系统管理用户。

### 产品特点

- 采用TANITA最新4C测量法，减少测量误差，提高精确度。
- 可通过“康乐达日记”系统在移动端及PC端上查看数据。
- 75mm超薄底盘，可拆卸立柱便于携带。
- 可选择AC电源和电池两种供电模式。
- 配合“康乐达日记”健康系统可测量相位角，骨骼肌，肌肉质量等级等数据。
- 黑色科技感机身，LCD背光显示屏。



# MC-580 智能体脂秤


## 体脂秤测量项目

- 体重
- 脂肪率%
- 去脂体重
- 肌肉量
- 骨骼肌量
- 内脏脂肪等级
- 蛋白质\*
- 体水分量及比率
- 基础代谢量
- 推定骨量
- 体内年龄
- 体型判定
- 骨骼肌\*
- 骨骼肌指数
- 肌肉总占比
- 四肢肌肉占比
- 肌肉量指数

## 各部位体成分测量数据

- 各部位体脂量kg
- 各部位体脂评价
- 各部位肌肉量kg
- 各部位肌肉量判定
- 四肢平衡判定
- 腿部肌肉评分

\* 通过康乐达日记系统输出




康乐达日记  
后台输出报告

# 产品详细参数

最大秤量:	270kg
最小精度:	0.1kg
电流频率:	6.25kHz/ 50kHz
产品尺寸:	394 x 75 x 551mm
产品重量:	7.3kg
电源:	9V DC Adapter, 6V DC LR6 AA
接口:	RS-232C



康乐达日记  
微信端报告



康乐达日记  
后台管理界面



康乐达日记公众号  
百利达健康云

总公司: 日本 株式会社 **TANITA**

地址: 东京都板桥区前野町1-14-2

全国售后服务热线: 4000-680-980

百利达(上海)商贸有限公司

地址: 上海市淮海中路887号永新大厦8005A室

网址: www.tanita.com.cn

百利达官方微博: weibo.com/tanitachina

百利达官方微信: tanitachina

© 2016 TANITA Corporation

© 商品的设计、样式、价格可能会有改动。 © 商品的颜色可能会因为印刷的关系和实物有所不同。



官网



官方微信



官方微博

该产品的测量效果仅用于塑形、体型数据参考, 不能用于疾病诊断、预防或损伤的诊断、监护目的; 该产品仅供家用/健身房等非医疗机构使用, 不得为满足医疗目的而在诊所、医院等医疗机构中使用。